

La solution simple et efficace pour faire face aux problèmes de déambulations et de chutes de personnes à risque.

Systeme de détection au lit « Safebed »

SafeBed est spécifiquement conçu pour les personnes dépendantes qui n'ont pas la possibilité de demander de l'aide comme ceux qui souffrent de la démence. SafeBed fonctionne comme un moniteur de chute ou de sortie de lit. Il surveille la présence ou l'absence d'une personne dans le lit en détectant les mouvements du corps de la personne ainsi que les micros-mouvements liés à la respiration ou les battements du cœur. Quand le capteur de lit détecte que la personne n'est plus sur son lit, le signal est alors déclenché.

Une sérénité pour l'équipe soignante mais également une sécurité pour la famille *et* les patients.



Capteur indétectable : positionné sous le matelas

LES + PRODUIT :

- S'adapte sous tous les différents types de matelas
- Se connecte sur les appels malades déjà installés
- Détection de la personne basée sur le rythme cardiaque et non sur son poids

Le capteur de lit Emfit est totalement indétectable car il est installé sous le matelas. Le signal alarme sera envoyé au plus vite en 5 secondes environ après que la personne ne soit plus sur le lit. Il est possible de régler un temps afin d'avoir un signal alarme différé. Cela donne la possibilité au patient de se lever pour aller aux toilettes et de revenir. En cas de non-retour du patient dans un temps programmé, le signal d'alarme se déclenchera. Ce nouveau concept permet à l'équipe soignante d'être alertée et donc de se rendre au chevet du patient en cas de problème.

Le SafeBed émet une alarme sonore avec un réglage possible du volume. Ce concept s'adapte également au système d'appel malade déjà en place sans aucune modification. Ce type de connexion permet à l'équipe soignante de recevoir le signal via le système d'appel malade sans les désagréments de l'alarme sonore. La mise en place du système SafeBed permet de conserver l'utilisation de l'appel malade manuel.

Capteur de lit extra plat pas de limite de poids

Moniteur de contrôle avec connexion possible sur votre système d'appel malade



Un autre regard proposé aux résidents qui nécessitent une quelconque aide et surtout une présence en cas de problème.



Emfit vous propose de découvrir sa gamme complète de système de détection

- Système de détection tapis « Safefloor »
- Système de détection « Epilepsie »

Systeme de détection tapis:

Ce système permet de recevoir le signal dès qu'un résident touche le tapis posé au sol en sortie de lit ou bien proche d'un accès dangereux. Facile à mettre en place, se déplace sans aucun problème.

Systeme de détection Epilepsie :

Systeme identique au kit Safebed mais surveille plus précisément les convulsions nocturnes de type crise d'épilepsie. Un signal d'alarme sera émis de façon sonore ou bien envoyé via un système d'appel malade dès que la personne sera prise d'une crise convulsive.

NOUVEAUTE: SAFEBED CLOUD

Nouveau système Emfit lit avec transfert des données, alertes et messages via le Cloud (réseau 3G ou Wifi)

Plus de connexion sur le système d'appel malade. Installation rapide et efficace

Emfit systèmes sont des dispositifs médicaux et répondent à ce titre aux exigences des directives suivantes :

- CEM 2004/108/EC : compatibilité électromagnétique
- IEC 60601-1 : Equipement classe II
- 93/68/CEE : CE
- 93/42/CEE : Directive dispositif médical classe 1

Les produits portent par conséquent la marque CE. Garantie 2 ans

